




实验室常用耗材



微信公众号

0512 6670 0017
info@pakgentbio.com
www.pakgentbio.com.cn



实验室常用耗材

COMMON LABORATORY CONSUMABLES



莱杰生物科技(苏州)有限公司自成立以来一直致力于实验室塑料耗材的研发、生产和销售, 主要产品为分子生物学类耗材、细胞培养类耗材、微生物学类耗材等。

公司配有内外顶级 USP VI 原材料、设备供应链, 与国际知名企业和国际知名实验室(美国康奈尔大学实验室)合作, 掌握最前沿的研发及市场动向。凭借多项生物实验室耗材关键核心技术、先进生产工艺、优良的技术性能、产品品质以及高效的服务, 成功进入国际知名实验室塑料耗材用品服务商的全球供应链体系。

莱杰生物科技(常熟)有限公司为生产工厂, 拥有一流的生产设备、模具和质量管理体系, 实现最佳的效率和质量, 其先进的自动化生产包装过程, 能实现最高的一致性和生产效率。

cGMP 管理标准

CE 认证

FDA 认证

ISO13485 认证

ISO9001 认证

ISO 8级(十万级) 认证

CONTENTS

目录

01 移液吸头	01~06	02 PCR耗材	07~08
03 离心管	08~09	04 保存管&冻存管&冻存盒	09~11
05 血清移液管	11~12	06 深孔板	12~12



01

移液吸头


搭配移液器使用，广泛应用于液体移取、分装、混匀，工作板和反应容器加样等操作。

常规吸头匹配主流移液枪

Eppendorf Thermo Biohit Glison Brand Rainin DLAB IKA


低吸附移液吸头（超强低吸附表面）

更适用于移取粘度高、油性高、含清洁剂液体，建议珍贵液体使用低吸附吸头。



非低吸附

低吸附




大容量吸头 (5-10ml)

- 容量更大，但精确度跟微量吸头无异。
- 这种大容量吸头可有效减少或消除易碎玻璃和血清移液器的使用。



带滤芯吸头—有效防止气溶胶污染


- 特别适用于PCR和气溶胶污染实验。
- 常用于细胞培养、细菌学、病毒学、分子生物学和放射性样品的液体转移。



叠装吸头 (经济适用装)


专利研发吸塑盒包装，产品预灭菌，确保使用方便，空间节省，并保证未使用的吸头处在相对封闭的空间，保证灭菌效果。

加强筋增多，角度成45度，增加材质强度，更好的保护产品，适合大批量包装，适应各种运输环境。



LTS移液系统 (轻触式吸头系统，减少85%用力)

LTS移液系统使用户无需过度用力即可实现可靠及一致的匹配效果（移液器与移液吸头之间）。LTS薄壁吸头具有设计精良的较小接触区域与前挡点设计，前挡点设计让您确认匹配的确切位置，从而不必太深插入或者过度用力。



吸头弹射力

	0	1	2	3	4kg
适配LTS移液器吸头	0.6kg				
普通吸头					4kg
建议30%女性最大值 (拇指用力)			2.1kg		
建议30%男性最大值 (拇指用力)				3kg	

常规吸头 (适配主流品牌移液器)

10ul 普通吸头, 带刻度, 透明, 32mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-10R	0.1-10 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-10	0.1-10 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-10	0.1-10 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
UFPT-10B	0.1-10 µL	-	-	1,000支/袋, 40袋/箱
UFPT-F-10B	0.1-10 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 40袋/箱

10ul 加长款吸头(粗款), 带刻度, 透明, 46mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-10ER	0.1-20 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-10E	0.1-20 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-10EB	0.1-20 µL	-	-	1,000支/袋, 40袋/箱
UFPT-F-10EB	0.1-20 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 40袋/箱

200ul 普通吸头(加粗), 带刻度, 透明, 51mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-F-50	1-50 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-100	1-100 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-200	1-200 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-50B	1-50 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱
UFPT-F-100B	1-100 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱
UFPT-F-200B	1-200 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱

1000ul 普通吸头, 蓝色, 78mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-1000R	100-1,000 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-1000	100-1,000 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-1000B	100-1,000 µL	-	-	1,000支/袋, 10袋/箱
UFPT-F-1000B	100-1,000 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 10袋/箱

10ul 加长款吸头(细款), 带刻度, 透明, 46mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-10ETR	0.1-20 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-10ET	0.1-20 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-10ET	0.1-20 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 9盒/叠, 10叠/箱
UFPT-10ETB	0.1-20 µL	-	-	1,000支/袋, 40袋/箱
UFPT-F-10ETB	0.1-20 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 40袋/箱

200ul 普通吸头, 带刻度, 黄色, 51mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-200R	1-200 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-20	1-20 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-200	1-200 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 12盒/叠, 10叠/箱
UFPT-200B	1-200 µL	-	-	1,000支/袋, 20袋/箱
UFPT-F-20B	1-20 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱

200ul 加长款吸头(也称作300ul吸头), 带刻度, 透明, 60mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-200ER	1-300 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-100E	1-300 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-200E	1-300 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-200E	1-300 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
UFPT-200EB	1-300 µL	-	-	1,000支/袋, 20袋/箱
UFPT-F-200EB	1-300 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱

1000ul 加长款吸头(也称作1250ul), 带刻度, 蓝色, 102mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-1000ER	100-1,200 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-1000E	100-1,000 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-1000E	100-1,200 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 8盒/叠, 10叠/箱
UFPT-1000EB	100-1,200 µL	-	-	1,000支/袋, 10袋/箱
UFPT-F-1000EB	100-1,000 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 10袋/箱

1000ul 中长款, 带刻度, 透明, 88mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-1000MR	100-1,000 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-1000M	100-1,000 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-1000MB	100-1,000 µL	-	-	1,000支/袋, 10袋/箱
UFPT-F-1000MB	100-1,000 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 10袋/箱

低吸附移液吸头 (超强低吸附表面)

10ul 普通吸头, 带刻度, 透明, 32mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-10R-L	0.1-10 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-10-L	0.1-10 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-10-L	0.1-10 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
UFPT-10B-L	0.1-10 µL	-	-	1,000支/袋, 40袋/箱
UFPT-F-10B-L	0.1-10 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 40袋/箱

10ul 加长款吸头(细款), 带刻度, 透明, 46mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-10ETR-L	0.1-20 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-10ET-L	0.1-20 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-10ET-L	0.1-20 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 9盒/叠, 10叠/箱
UFPT-10ETB-L	0.1-20 µL	-	-	1,000支/袋, 40袋/箱
UFPT-F-10ETB-L	0.1-20 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 40袋/箱

200ul 普通吸头(加粗), 带刻度, 透明, 51mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-F-50-L	1-50 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-100-L	1-100 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-200-L	1-200 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-50B-L	1-50 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱
UFPT-F-100B-L	1-100 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱
UFPT-F-200B-L	1-200 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱



10ul 加长款吸头(粗款), 带刻度, 透明, 46mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-10ER-L	0.1-20 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-10E-L	0.1-20 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-10EB-L	0.1-20 µL	-	-	1,000支/袋, 40袋/箱
UFPT-F-10EB-L	0.1-20 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 40袋/箱

200ul 普通吸头, 带刻度, 透明, 51mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-200R-L	1-200 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-20-L	1-20 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-200-L	1-200 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 12盒/叠, 10叠/箱
UFPT-200B-L	1-200 µL	-	-	1,000支/袋, 20袋/箱
UFPT-F-20B-L	1-20 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱

200ul 加长款吸头(也称作300ul吸头), 带刻度, 透明, 60mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-200ER-L	1-300 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-100E-L	1-300 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-200E-L	1-300 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-200E-L	1-300 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
UFPT-200EB-L	1-300 µL	-	-	1,000支/袋, 20袋/箱
UFPT-F-200EB-L	1-300 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 20袋/箱

1000ul 普通吸头, 透明, 78mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-1000R-L	1-1,000 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-1000-L	1-1,000 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-1000B-L	1-1,000 µL	-	-	1,000支/袋, 10袋/箱
UFPT-F-1000B-L	1-1,000 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 10袋/箱

1000ul 中长款, 带刻度, 透明, 88mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-1000MR-L	1-1,000 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-1000M-L	1-1,000 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-1000MB-L	1-1,000 µL	-	-	1,000支/袋, 10袋/箱
UFPT-F-1000MB-L	1-1,000 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 10袋/箱

大容量吸头 (5~10ml)

5ml 移液吸头, 透明, 适配Eppendorf、Biohit、大龙



货号	滤芯	灭菌	包装规格
PT-5000R-E	-	辐照灭菌	24支/盒, 30盒/箱
PT-5000RF-E	带滤芯	辐照灭菌	24支/盒, 30盒/箱
PT-5000B-E	-	-	100支/袋, 20袋/箱
PT-5000BF-E	带滤芯	-	100支/袋, 20袋/箱

10ml 移液吸头, 透明, 适配Eppendorf、Biohit、大龙



货号	滤芯	灭菌	包装规格
PT-10000R-E	-	辐照灭菌	24支/盒, 40盒/箱
PT-10000RF-E	带滤芯	辐照灭菌	24支/盒, 40盒/箱
PT-10000B-E	-	-	100支/袋, 10袋/箱
PT-10000BF-E	带滤芯	-	100支/袋, 10袋/箱

1000ul 加长款吸头(也称作1250ul), 带刻度, 透明, 102mm



货号	容量	滤芯	灭菌	包装规格
UFPT-1000ER-L	100-1,200 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-F-1000E-L	100-1,000 µL	带滤芯	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
UFPT-REF-1000E-L	100-1,200 µL	-	辐照灭菌	96支/盒, 8盒/叠, 10叠/箱
UFPT-1000EB-L	100-1,200 µL	-	-	1,000支/袋, 10袋/箱
UFPT-F-1000EB-L	100-1,000 µL	带滤芯	-	1,000支/袋, 10袋/箱

5ml 移液吸头, 透明, 适配Thermo



货号	滤芯	灭菌	包装规格
PT-5000R-T	-	辐照灭菌	40支/盒, 40盒/箱
PT-5000RF-T	带滤芯	辐照灭菌	40支/盒, 40盒/箱
PT-5000B-T	-	-	100支/袋, 20袋/箱
PT-5000BF-T	带滤芯	-	100支/袋, 20袋/箱

10ml 移液吸头, 透明, 适配Thermo



货号	滤芯	灭菌	包装规格
PT-10000R-T	-	辐照灭菌	24支/盒, 40盒/箱
PT-10000RF-T	带滤芯	辐照灭菌	24支/盒, 40盒/箱
PT-10000B-T	-	-	100支/袋, 10袋/箱
PT-10000BF-T	带滤芯	-	100支/袋, 10袋/箱

LTS移液系统 (轻触式吸头系统, 减少85%用力)

20 µL 适配LTS移液器系列吸头



货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
RT20R	-	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT20R-L	-	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT20RF	带滤芯	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT20RF-L	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT20-REF	-	-	辐照灭菌	96支/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
RT20-REF-L	-	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 10盒/叠, 10叠/箱

300 µL 适配LTS移液器系列吸头



货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
RT300R	-	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT300R-L	-	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT300RF	带滤芯	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT300RF-L	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT300B	-	-	-	1,000支/袋, 20袋/箱
RT300B-L	-	低吸附	-	1,000支/袋, 20袋/箱
RT300-REF	-	-	辐照灭菌	96支/盒, 8盒/叠, 10叠/箱
RT300-REF-L	-	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 8盒/叠, 10叠/箱

1,200 µL 适配LTS移液器系列吸头



货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
RT1200R	-	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT1200R-L	-	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT1200RF	带滤芯	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT1200RF-L	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT1200B	-	-	-	1,000支/袋, 10袋/箱
RT1200B-L	-	低吸附	-	1,000支/袋, 10袋/箱

200 µL 适配LTS移液器系列吸头



货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
RT200R	-	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT200R-L	-	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT200RF	带滤芯	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT200RF-L	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT200B	-	-	-	1,000支/袋, 20袋/箱
RT200B-L	-	低吸附	-	1,000支/袋, 20袋/箱
RT200-REF	-	-	辐照灭菌	96支/盒, 10盒/叠, 10叠/箱
RT200-REF-L	-	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 10盒/叠, 10叠/箱

1,000 µL 适配LTS移液器系列吸头



货号	滤芯	低吸附	灭菌	包装规格
RT1000R	-	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT1000R-L	-	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT1000RF	带滤芯	-	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT1000RF-L	带滤芯	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 50盒/箱
RT1000B	-	-	-	1,000支/袋, 10袋/箱
RT1000B-L	-	低吸附	-	1,000支/袋, 10袋/箱
RT1000-REF	-	-	辐照灭菌	96支/盒, 8盒/叠, 10叠/箱
RT1000-REF-L	-	低吸附	辐照灭菌	96支/盒, 8盒/叠, 10叠/箱




盒装/袋装/叠装可选


02

PCR耗材

广泛应用于遗传学、生化、免疫、医学等领域。它不仅用于基因分离、克隆和核酸序列分析等基础研究，还用于疾病诊断或有DNA和RNA的实验。



硬框PCR板 (标识黑色印刷)




货号	系列	容量	裙边	颜色	材质	包装
PCRP-40-384S-C2	单切角	40 μL 384孔	全裙边	透明边, 透明孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-40-384S-W1	单切角	40 μL 384孔	全裙边	白边, 透明孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-40-384D-C2	双切角	40 μL 384孔	全裙边	透明边, 透明孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-40-384D-C1	双切角	40 μL 384孔	全裙边	透明边, 白孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-40-384D-W2	双切角	40 μL 384孔	全裙边	白边, 白孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20BFS-C2	B系列	0.2 ml 96孔	全裙边	透明边, 透明孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20BFS-W1	B系列	0.2 ml 96孔	全裙边	白边, 透明孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20BFS-W2	B系列	0.2 ml 96孔	全裙边	白边, 白孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20ETNS-C2	E系列 (可分割)	0.2 ml 96孔	无裙边	透明边, 透明孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20EHS-C2	E系列	0.2 ml 96孔	半裙边	透明边, 透明孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20EHS-C1	E系列	0.2 ml 96孔	半裙边	透明边, 白孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20EFS-C2	E系列	0.2 ml 96孔	半裙边	透明边, 透明孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20EFS-W1	E系列	0.2 ml 96孔	半裙边	白边, 透明孔	PC 框, PP 孔	10片/盒, 10盒/箱

常规PCR板



货号	容量	裙边	颜色	标识颜色	材质	包装
PCRP-10NS-B	0.1 ml 96孔	无裙边	透明色	黑色印刷	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-10NS	0.1 ml 96孔	无裙边	透明色	模印	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-10NS-W-B	0.1 ml 96孔	无裙边	白色	黑色印刷	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-10NS-W	0.1 ml 96孔	无裙边	白色	模印	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20NS-B	0.1 ml 96孔	无裙边	透明色	黑色印刷	PP	10片/盒, 10盒/箱


常规PCR板



货号	容量	裙边	颜色	标识颜色	材质	包装
PCRP-20NS	0.2 ml 96孔	无裙边	透明色	模印	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20NS-W-B	0.2 ml 96孔	无裙边	白色	黑色印刷	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20NS-W	0.2 ml 96孔	无裙边	白色	模印	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20HS-B	0.2 ml 96孔	半裙边	透明色	黑色印刷	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20HS	0.2 ml 96孔	半裙边	透明色	模印	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20HS-W-B	0.2 ml 96孔	半裙边	白色	黑色印刷	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-10HSR	0.1 ml 96孔	半裙边	透明色	模印	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-10HSR-W	0.1 ml 96孔	半裙边	白色	模印	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-10IS	0.1 ml 96孔	高裙边	透明色	模印	PP	10片/盒, 10盒/箱
PCRP-20IS	0.1 ml 96孔	高裙边	透明色	模印	PP	10片/盒, 10盒/箱

8联排&单管&封板膜

- 适用于市场上主流品牌PCR仪，通用性高。
- 超薄管壁，极快温度传导。
- 管体透明，便于样本观察。
- 封板膜可适配任何PCR板。



货号	属性	描述	颜色	包装
PCRS-20F	0.2ml 8 联排	光学平盖	透明	125个/盒, 10盒/箱
PCRS-20F-W	0.2ml 8 联排	光学平盖	白色	125个/盒, 10盒/箱
PCRS-10F	0.1ml 8 联排	光学平盖	透明	125个/盒, 10盒/箱
PCRS-10F-W	0.1ml 8 联排	光学平盖	白色	125个/盒, 10盒/箱
PCRS-20FI	0.2ml 8 联排	独立铰链卡扣盖	透明	120个/盒, 10盒/箱
PCRT-20F	0.2ml 单管	连盖	透明	1,000个/盒, 10盒/箱
PCRf-CP	封板膜	高压压敏膜	-	100片/盒
PCRf-CN	封板膜	普通胶粘膜	-	100片/盒

03

离心管

用于离心分离、样品沉降及部分样品存储。



离心管&微量离心管

- 聚丙烯管可高温高压灭菌至121°C，15分钟，并可冷冻至-80°C。
- 无金属离心管可选，满足高级别实验需求。
- 防酒精书写区，对实验室操作更加友好。
- 塑料支架，环境友好同时支持重复使用。
- 架装和袋装包装可选择。
- 微量离心管低吸附可选。
- 锥底离心管15,000 xg离心力，自立底3,500xg，微量离心管25,000xg



04

保存管&冻存管&冻存盒

生物样品储存：用于保存细胞、组织、血液、DNA、RNA等生物样品，确保其长期保存和完整性。

样本管理：冻存管经常用于实验室样品的分类、编码和标识，方便管理和追踪样本。



货号	容量	离心力	类型	颜色	特点	包装
CT50R-MF 50ml	15,000 xg	锥底	透明管, 白色盖	无金属	25 支/架, 20 袋/箱	
CT50B-MF 50ml	15,000 xg	锥底	透明管, 白色盖	无金属	25 支/袋, 20 袋/箱	
CT15R-MF 15ml	15,000 xg	锥底	透明管, 白色盖	无金属	25 支/架, 20 袋/箱	
CT15B-MF 15ml	15,000 xg	锥底	透明管, 白色盖	无金属	25 支/袋, 20 袋/箱	
CT50R-L 50ml	15,000 xg	锥底	透明管, 蓝色盖	常规	25 支/架, 20 袋/箱	
CT50B-L 50ml	15,000 xg	锥底	透明管, 蓝色盖	常规	25 支/袋, 20 袋/箱	
CT50RS-L 50ml	3,500 xg	自立底	透明管, 蓝色盖	常规	25 支/架, 20 袋/箱	
CT50BS-L 50ml	3,500 xg	自立底	透明管, 蓝色盖	常规	25 支/袋, 20 袋/箱	
CT15R-L 15ml	15,000 xg	锥底	透明管, 蓝色盖	常规	25 支/架, 20 袋/箱	
CT15B-L 15ml	15,000 xg	锥底	透明管, 蓝色盖	常规	25 支/袋, 20 袋/箱	
MCT50 5.0ml	25,000 xg	锥底	透明	常规	200 支/袋, 10 袋/箱	
MCT20 2.0ml	25,000 xg	锥底	透明	常规	500 支/袋, 10 袋/箱	
MCT15 1.5ml	25,000 xg	锥底	透明	常规	500 支/袋, 10 袋/箱	
MCT05 0.5ml	25,000 xg	锥底	透明	常规	1,000 支/袋, 10 袋/箱	
MCT05A 0.5ml	25,000 xg	锥底	棕色	常规	1,000 支/袋, 10 袋/箱	
MCT20-L 2.0ml	25,000 xg	锥底	透明	低吸附	500 支/袋, 10 袋/箱	
MCT15-L 1.5ml	25,000 xg	锥底	透明	低吸附	500 支/袋, 10 袋/箱	
MCT15LC 1.5ml	25,000 xg	锥底	透明	锁扣款	500 支/袋, 10 袋/箱	
MCT05LC 0.5ml	25,000 xg	锥底	透明	锁扣款	1,000 支/袋, 10 袋/箱	

保存管

- 特殊设计的螺纹加上O型密封圈，确保优异的防漏性能。
- 带颜色标记螺旋盖，方便识别，有组安全分配试剂。
- 边缘滚花设计，方便单手操作。




可提供不带O型圈产品，详情请咨询销售

货号	容量	颜色 (管子)	颜色 (盖子)	包装
STSS-509CN	0.5ml	透明	透明	500个/袋, 10袋/箱
STSS-509CR	0.5ml	透明	红色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-509CB	0.5ml	透明	蓝色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-509CP	0.5ml	透明	紫色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-509CY	0.5ml	透明	黄色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-509CG	0.5ml	透明	绿色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-509AM	0.5ml	琥珀色	琥珀色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-510CN	1.5ml	透明	透明	500个/袋, 10袋/箱
STSS-510CR	1.5ml	透明	红色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-510CB	1.5ml	透明	蓝色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-510CP	1.5ml	透明	紫色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-510CY	1.5ml	透明	黄色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-510CG	1.5ml	透明	绿色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-510AM	1.5ml	琥珀色	琥珀色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-511CN	2.0ml	透明	透明	500个/袋, 10袋/箱
STSS-511CR	2.0ml	透明	红色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-511CB	2.0ml	透明	蓝色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-511CP	2.0ml	透明	紫色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-511CY	2.0ml	透明	黄色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-511CG	2.0ml	透明	绿色	500个/袋, 10袋/箱
STSS-511AM	2.0ml	琥珀色	琥珀色	500个/袋, 10袋/箱

冻存管

- 采用医用聚丙烯为原料，可耐低温至-196°C。请注意程序降温。



货号	容量	内外旋	类型	包装
STSS-512INC	2.0ml	内旋	CryoPure管	50支/袋, 20袋/箱
STSS-512EXC	2.0ml	外旋	CryoPure管	50支/袋, 20袋/箱
STSS-516EXC	1.5ml	外旋	CryoPure管	50支/袋, 20袋/箱
STSS-514EXA	0.5ml	外旋	平盖款	50支/袋, 20袋/箱
STSS-516EXA	1.5ml	外旋	平盖款	50支/袋, 20袋/箱
STSS-512EXA	2.0ml	外旋	平盖款	50支/袋, 20袋/箱
STSS-513EXR	5.0ml	外旋	自动化盖	50支/袋, 20袋/箱

冻存盒

- 纸质、PC、PP材质可选。



货号	尺寸	规格	材质	包装
STSS-BOX5213	2in	81孔	PC	30个/箱
STSS-BOX5210	2in	100孔	PC	30个/箱
STSS-BOX5214	3.75in	81孔	PC	30个/箱
STSS-BOX5212	2in	81孔	PP	30个/箱
STSS-BOX5211	2in	81孔	纸质	30个/箱

05

血清移液管


用于无菌血清和组织培养实验以及样本转移。



- 可提供7个容量，校准率保证精度为±2%。
- 所有移液管均配有棉塞，以防止液体吸入。
- 有下降和上升刻度，以帮助移液，并有额外容量的负刻度。
- 多层包装可选（具体详情咨询销售）



货号	容量	工艺	包装方式	包装
SPTS01	1.0ml	一次成型	独立包装	50支/袋, 20袋/箱
SPTB01	1.0ml	一次成型	散装	50支/袋, 20袋/箱
SPTS02	2.0ml	一次成型	独立包装	50支/袋, 20袋/箱
SPTB02	2.0ml	一次成型	散装	50支/袋, 20袋/箱
SPTS05	5.0ml	一次成型	独立包装	50支/袋, 10袋/箱
SPTB05	5.0ml	一次成型	散装	50支/袋, 10袋/箱




06

深孔板

用于高通量分子生物学实验中的数据分析和、药物筛选、样本检测、核酸提取、蛋白沉淀等。



- 聚丙烯PP材料，化学稳定性高。
- 单孔体积更大、壁更薄但更标准。
- 每孔带标识，均满足SBS标准。



货号	描述	包装
DWPS20U	2.2ml 方孔板, U底	10个/袋, 10袋/箱
DWPS20V	2.2ml 方孔板, V底	10个/袋, 10袋/箱
DWPS09V	0.9ml 方孔板, V底	10个/袋, 10袋/箱
DWPR20U	2.0ml 圆孔板, U底	10个/袋, 10袋/箱
DWPR20V	2.0ml 圆孔板, V底	10个/袋, 10袋/箱
DWPC96	96磁棒套	10个/袋, 10袋/箱
DWPC8V	8联排管, V底	2个/袋, 10袋/盒, 10盒/箱
DWPC8VC	8联排管, V底, 带卡扣	2个/袋, 10袋/盒, 10盒/箱
DWPC8UC	8联排管, U底, 带卡扣	2个/袋, 10袋/盒, 10盒/箱